

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Risk för falskt höga glukosnivåer vid blodglukosmätning

Använd **ENDAST** blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika. Dessa metoder är vanliga i kliniska laboratorier. Kontakta importören av glukosmätare och teststickor för att fastställa att rätt metod används.

ANVÄND INTE glukosmätare eller teststickor som använder enzymet glukos-dehydrogenas pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukosdye-oxidoreduktas. Vissa glukosmätare och teststickor som använder glukos-dehydrogenas flavin-adenin-dinucleotid (GDH-FAD), ska ej heller användas. Pga maltosinterferens kan det resultera i felaktigt förhöjda värden av blodglukosnivåer hos patienter som använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5 %). Falskt förhöjda blodglukosvärden kan maskera en äkta hypoglykemi eller orsaka en felaktig diagnos av hyperglykemi vilket kan leda till livshotande tillstånd.

För ytterligare information besök www.glucosesafety.com där finns även en lista över glukosmätare.

Vantive

Se viktig produktinformation på kortets baksida

Patientnamn

Använder **EXTRANEAL** (icodextrin 7,5 %)
peritonealdialysvätska

Kontaktinformation vid akutsituation

Dialysmottagning _____

Övrig kontakt _____

Vantive och Extraneal är varumärken som tillhör Vantive Health LLC eller dess dotterbolag.
Uppdaterat okt 2024. v 4.1